

DryMax Comfort


DryMax Comfort nimmt Flüssigkeiten effizient auf, während Patienten im Krankenhaus, in Untersuchungsbetten/-stühlen und ambulant behandelt werden.

DryMax Comfort versorgt den Patienten mit einer trockenen und komfortablen Umgebung. Es verhindert, dass der Patient nass wird, was der Wärmeerhaltung und dem Komfort des Patienten zuträglich ist.

Dank der praktischen Größe von DryMax Comfort kann es bei Bedarf einfach ausgetauscht werden, was die Notwendigkeit eines häufigen Bettwäschenwechsels und häufiger Patientenbewegung minimiert.

Da DryMax Comfort kontaminierte Flüssigkeiten absorbiert und speichert, trägt es zur Infektionskontrolle bei und vereinfacht den Reinigungsprozess.

Anwendungsbeispiel:



NICHT
STERIL



DOPPELSEITIG



ENTSORGUNG
Als klinischen Abfall behandeln, bildet bei
Verbrennung Kohlendioxid und Wasser



Artikel	Maße (cm)	REF	Stück / box	Verpackung	Absorptions fähigkeit (l)	
					Leitungs- wasser (l)	NaCl 0.9% (l)
DryMax Comfort	72 x 37	F20261	100	25 Stück in einem Plastikbeutel x 4 = 100 Stück/Box	6	2.4




ANWENDUNGSBEREICH

- Verbrennungskliniken
- Entbindungsstationen
- Gynäkologie
- Urologie
- Fettabsaugung
- Notaufnahmen
- Krankenwagen

PRODUKTVORTEILE

- Patienten- und
Personalsicherheit
- Infektionskontrolle
- Einfache
Handhabung
- Angenehmes
Arbeitsumfeld



DryMax® technology