

DryMax Neo

DryMax Neo är ett absorberande underlägg tillverkat med särskild hänsyn tagen till det för tidigt födda barnet.

Underlägget kan liknas vid en 'platt blöja' och kan användas i kuvösen. Tack vare den lilla storleken är det enkelt att hantera, läggas på plats och bytas ut vid behov.

Det är litet i storlek och har en len sida som barnet läggs på. Undersidan är av plast och lämnar en torr yta efter sig. Hela underlägget är mjukt och följsamt utan höga eller hårda kanter.

Om barnet använder blöjor är DryMax Neo ett underlägg som kan användas vid blöjbyten i kuvösen eller på skötbordet, för att skydda madrassen och bidra till en mer hygienisk och torr miljö.

DryMax Neo är en engångsprodukt som efter användning slängs i de vanliga soporna.



AVFALSSHANTERING
Behandla som kliniskt avfall;
vid förbränning bildas koldioxid och vatten



PLASTBARRIÄR
Blå plastside vänd nedåt

EJ
MEDICINSK
PRODUKT

EJ
STERIL



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- NICU / kuvös
- Vid blöjbyten
- Neonatalvård

PRODUKTFÖRDELAR

- Skapad för för tidigt födda barn
- Håller kuvösen torr
- Lätt att placera
- Mjuk och luddfri framisda
- Lätt att byta
- Engångsprodukt
- Vattentät baksida

Artikel	Produkt-storlek (cm)	REF	Ant/fp	För-packning (st)	Absorptions-kapacitet (l)	
					Vatten (l)	NaCl 0.9% (l)
DryMax Neo	33 x 28	F22021	250	250 x 2 = 500	0.4	0.2

Absorberar vattenbaserad vätska som urin, saltlösning och blod

