

DryMax Sterile

Die superabsorbierenden DryMax Sterile-Pads schließen große Mengen an Flüssigkeit ohne zu Tropfen ein. Die Pads können auf Untersuchungs- und Operationstischen verwendet werden, um Flüssigkeiten wie Kochsalzlösung, Urin, Fruchtwasser und Blut zu absorbieren. DryMax Sterile kann, wenn vollgesogen, einfach entsorgt und ersetzt werden.

Diese vielseitigen Pads sind doppelseitig, absorbieren von beiden Seiten und können abhängig von den Bedürfnissen des chirurgischen Teams flach, gefaltet oder gerollt verwendet werden.

DryMax Sterile gibt es in zwei Größen mit und ohne Klebeband entlang einer der langen Seiten, was es möglich macht, das Pad zu befestigen.

Angemessenes Flüssigkeitsmanagement fördert Gesundheit und Sicherheit, da es das Rutsch- und Stolperrisiko reduziert und eine saubere und sichere Arbeitsumgebung gewährleistet.

Da DryMax Sterile die kontaminierten Flüssigkeiten ohne zu tropfen aufnimmt, hilft es dabei, das Risiko einer Kontaminationsausbreitung zu reduzieren. Auf diese Weise tragen die Pads zur Infektionskontrolle und Patientensicherheit bei.

Reinigungszeiten und -kosten werden ebenso deutlich reduziert, da Flüssigkeiten durch das Pad absorbiert und gespeichert werden.



ENTSORGUNG

Als klinischen Abfall behandeln, bildet bei Verbrennung Kohlendioxid und Wasser



Artikel	Maße (cm)	REF	Stück / box	Verpackung	Absorptionsfähigkeit (l)	
					Leitungswasser (l)	NaCl 0.9% (l)
DryMax Sterile Midi	56 x 37	F50161	100	50 x 2 = 100	4	1.6
DryMax Sterile Midi Tape	56 x 37	F50163	100	50 x 2 = 100	4	1.6
DryMax Sterile Maxi	72 x 37	F50241	80	40 x 2 = 80	6	2.4
DryMax Sterile Maxi Tape	72 x 37	F50243	80	40 x 2 = 80	6	2.4

Absorbiert wasserbasierte Flüssigkeiten wie Kochsalzlösung, Urin, Fruchtwasser und Blut. Im Falle von Flüssigkeiten, die Körperflüssigkeiten und Proteine enthalten, verringert sich die Absorptionsfähigkeit im Vergleich zu den bereitgestellten, auf Kochsalzlösung basierenden Daten.



ANWENDUNGSBEREICH

- Arthroskopie
- Bauchchirurgie
- Kraniotomie
- Knie- und Schulterchirurgie
- Kaiserschnitte
- Verbrennungskliniken
- Amputationen

PRODUKTVORTEILE

- Schnellere Wechselzeit
- Patienten- und Personalsicherheit
- Trockener und sauberer
- Infektionskontrolle



DryMax® technology